

Tablety do myčky Somat Classic, 95 ks

» Drogerie a úklid » Mytí nádobí » Pro domácí myčky nádobí » Mycí tablety a gely



Množství v balení 1

EAN 9000101810059

Kód produktu 1210936

Skladem: 11 ks

Tablety do myčky Somat Classic, 95 ks

» Drogerie a úklid » Mytí nádobí » Pro domácí myčky nádobí » Mycí tablety a gely

Popis

Somat Classic tablety do myčky účinně odstraňují skvrny od čaje a kávy a zároveň chrání sklo před korozí. Pro perfektní výsledky mytí doporučujeme používat v kombinaci se Somat solí a Somat leštidlem. Výhody tablet Somat Classic: mycí prostředek – pro důkladnou čistotu ochrana skla – chrání sklenice před korozí skla účinné i na skvrny od kávy a čaje vhodné i pro eco a krátké programy bez nutnosti dávkování a předmáčení 85 kusů v balení Použití: 1 tableta na jeden mycí cyklus bez ohledu na míru znečištění. 1. Vyjměte tabletu z ochranné fólie. 2. Vložte přímo do dávkovače mycího prostředku. 3. Nevkládejte tabletu do košíku na příbory nebo zásobníku soli. Uchovávejte v chladu a suchu při teplotě +5 °C až +40 °C. Chraňte před mrazem. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby. Složení: 5–15 % bělící činidla na bázi kyslíku < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, enzymy, parfémy (limonene, benzyl alcohol) Bezpečnostní upozornění: Kód Popis Signální slovo Varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle. P305+P351+P338 Při zasažení očí: Vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Parametry

Množství v balení	1
-------------------	---

Soubory ke stažení

[bezpečnostní list \(462.69kB\)](#)